

Consommables

HISTO	Labo	Equipe	rangement
Cônes (5000µL ; 1000µL ; 200µL ; 10µL)	o		Sur les 3 paillasses (poste de travail)
Filtre (pour entonnoir)	o		iroir E2
Gants	o		A côté de l'etuve
Lame superfost		o	
Lamelle	o		tiroir E2
µtube (0,2 mL ; 0,5mL ; 2mL)	o		Sur les 3 paillasses (poste de travail)
Nacelle de pesée petite et grande	o		Boîtes à côté des balances
Papier alu	o		2 dans la salles
Parrafilim	o		2 dans la salles
Pinceau	o	o	A venir : Sur les 3 paillasses (poste de travail)
Pipette culture (10mL ; 25mL ; 50mL)	o		portoir pipette vers la fenetre
Pipette pasteur large ou fine	o		Etagère au dessus du placard G
Plaque (6 , 12 ou 24 puits)		o	
Rouleau de scotch (pour écrire)	o		tiroir E1
Sopalen	o		2 dans la salles
Tube à centrifuger (15mL ; 50mL)	o		Sur les 3 paillasses (poste de travail)

CRYOSTAT	Labo	Equipe	rangement
Boîte rangement (lames)	o		Etagère au dessus des microscopes
Lame cryostat	o		A demander
Papier alu	o		sur la table sous la fenêtre
Parrafilim	o		sur la table sous la fenêtre
Pinceaux	o	o	dans les cryostats
Sopalen	o		sur la table sous la fenêtre

PRODUITS A VENIR

ANS
DAB (en aliquot 10mg/ml)
Isopentane
Thionine
Sérum : (en aliquot)
Cheval
Chèvre
Ane
Veau (SVF)

Produits

	labo	equipe	rangement
Ac primaire		o	
Ac secondaire		o	
formaldehyde		o	
Kit ABC		o	
Milieu de montage pour fluo		o	
OCT (pour congelation en bloc)		o	
Acetate de sodium	o		placard G
Acide acétique	o		placard A
Acide chlorhydrique	o		placard A
BSA	o		frigo (dans la porte)
Cresyl violet (solution)	o		sous la sorbonne
DPX (depex)	o		placard B
Eau de javel	o		placard H
ED	o		salle 9-2/CE-06
Ethanol	o		bombonne vers l'évier
(poly)éthylène glycol	o		placard H
Eukitt	o		placard B
Gélatine	o		placard G
Glucose	o		placard G
Glycerol	o		placard G
H2O2	o		frigo
K2HPO4	o		placard G
KCl	o		placard G
Na2HPO4 2H2O ou Anhydre	o		placard G
NaCl	o		placard G
NaH2PO4 2H2O ou Anhydre	o		placard G
NaOH (poudre)	o		placard H
OCT (pour la coupe)	o		sur les cryostats
Saccharose	o		placard G
Sodium azide	o		placard H
Tampon pH10 (pH mètre)	o		Etagère au dessus du pH mètre
Tampon pH4 (pH mètre)	o		Etagère au dessus du pH mètre
Tampon pH7 (pH mètre)	o		Etagère au dessus du pH mètre
Tetaborate de sodium	o		placard H
Triton X100	o		placard G
Xylene	o		placard B
Bouteille CO2 pour carboglace	o		salle 9-2/CE-06